



Anea BIA

آنالایزر ترکیبات بدن آنیا (بادی کامپوزیشن)

دستگاه Anea BIA با استفاده از تکنولوژی امپدانس بیوالکتریک با الکترودهای لمسی ۸ نقطه ای ۴ قطبی و الکترودهای شست، قادر به بررسی وضعیت بدن، اندازه گیری و محاسبه ترکیب بدنی، محاسبه میزان چربی احشایی و تیپ بدن می باشد. این دستگاه در حوزه های پزشکی، تغذیه، ورزشی، تناسب اندام و سایر مراکز فعال در حوزه سلامت مورد استفاده قرار می گیرد.




ویژگی های Anea BIA

- اندازه گیری تفکیکی توده چربی و بدون چربی به صورت segmental
- تحلیل ترکیب بدنی و هدف گذاری کاهش / افزایش ترکیبات بدن
- محاسبه و نمایش مساحت چربی احشایی بر روی نمودار
- نمایش تاریخچه ترکیبات بدن، تیپ بدنی و نمودار ترکیبات بدن
- حمل آسان (دارای سیستم کشویی و تاشو برای جابه جایی راحت)

قابلیت های نرم افزار Anea BIA

- مدیریت کاربران و آنالیزها
- پشتیبانی از زبان انگلیسی و فارسی
- امکان اتصال به سایر محصولات برند آنیا
- ارائه گزارش ترکیب بدنی (چربی، عضله، آب، پروتئین) به صورت whole body
- امکان اتصال به سامانه Anea Cloud



مشخصات فنی

- محدوده وزن گیری: ۱۰ الی ۳۰۰ کیلوگرم
- فرکانس کاری: ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۱ کیلوهرتز (۵ فرکانس)
- جنس بدنه: فلز و PU مقاوم در برابر فشار
- تکنولوژی: امپدانس بیوالکتریک (BIA)
- مدت زمان انجام آنالیز: ۲۰ ثانیه
- دقت وزن گیری: ± 50 گرم
- وزن دستگاه: ۲۷ کیلوگرم

نمایشگر

- تبلت ۱۰ اینچ
- (سیستم عامل اندروید)

دو مدل: ۱۲۰۳ - ۱۲۰۲



Bioelectrical Impedance Analyzer






آنالیز ترکیبات بدنی آنیا



گزارش Anea BIA		شماره پرونده	قد	وزن	جنسیت / سن
			۱۸۲ cm	۸۰٫۴ kg	مرد ۳۵
تعداد آنالیز	۱	تاریخ چاپ	۱۴۰۲/۱/۱۶	آنالیز مرجع	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
		تاریخ آخرین آنالیز	۱۴۰۲/۱/۱۶		

تیپ بدنی



تحلیل ترکیب بدنی

مجموع آب بدن مقدار کل آب بدن	(لیتر)	۳۷.۸	(۲۹.۹ ~ ۳۶.۵)	هدف: ۳۳.۲	کنترل: ۰
پروتئین برای ساختن عضلات	(کیلوگرم)	۱۰.۱	(۸ ~ ۹.۷)	هدف: ۸.۸	کنترل: ۰
وزن چربی برای ذخیره انرژی اضافی	(کیلوگرم)	۳۹	(۱۱.۷ ~ ۱۸.۸)	هدف: ۱۵.۳	کنترل: ۲۳.۷ -
وزن وزن کل بدن	(کیلوگرم)	۹۳.۷	(۵۰.۴ ~ ۶۸.۱)	هدف: ۶۵.۱	کنترل: ۲۸.۶ -


پارامترهای تحقیقاتی

نرخ متابولیسم پایه:	۱۴۸۱.۹	کیلو کالری
مساحت چربی احتشایی:	۱۸۰.۲	سانتی متر مربع
وزن بدون چربی:	۵۴.۷	کیلوگرم
آب خارج سلولی:	۱۴.۴	لیتر
آب درون سلولی:	۲۳.۴	لیتر

امپدانس (Ω)

فرکانس (Hz)	۱ k	۵ k	۵۰ k	۱۰۰ k	۲۰۰ k
دست راست	۳۹۳	۳۹۱.۹	۳۵۰.۱	۳۳۱.۶	۳۱۲.۷
پای راست	۲۴۵.۴	۲۳۹.۹	۲۲۲.۶	۲۱۷.۳	۲۱۶.۱
تنه	۳۸.۵	۲۰.۷	۱۷.۵	۱۶.۷	۱۷.۱
دست چپ	۴۷۰.۳	۴۲۶.۲	۳۷۸.۴	۳۵۹.۷	۳۳۶.۴
پای چپ	۲۱۹.۶	۲۱۴.۲	۱۹۰.۱	۱۸۰.۶	۱۷۳.۲

نمودار ترکیب بدنی



کالری مصرفی ورزشی


بدمینتون:	۳۴۴.۳	دویدن نرم:	۳۴۴.۳
بسکتبال:	۲۹۵.۲	طناب زدن:	۴۹۱.۹
دوچرخه سواری:	۲۴۶	فوتبال:	۳۹۳.۵
کلیستنیکس:	۲۲۱.۴	شنا:	۲۹۵.۲
گلف:	۲۴۶	تنیس:	۳۴۴.۳
ژیمناستیک:	۲۷۰.۶	والیبال:	۱۹۶.۸
هندبال:	۳۹۳.۵	پیاده روی:	۱۷۲.۲
هاکی:	۳۹۳.۵	وزنه برداری:	۲۲۱.۴

*بر اساس وزن فعلی شما
*بر اساس ۳۰ دقیقه فعالیت

آنالیز تفکیکی چربی / بدون چربی

دست راست	چربی ۴.۳ kg	بدون چربی ۲.۶ kg
دست چپ	چربی ۴.۶ kg	بدون چربی ۲.۴ kg
تنه	چربی ۱۶.۲ kg	بدون چربی ۲۲.۸ kg
پای راست	چربی ۶.۳ kg	بدون چربی ۷.۸ kg
پای چپ	چربی ۶.۲ kg	بدون چربی ۸.۴ kg

مساحت چربی احتشایی



تاریخچه ترکیب بدنی

وزن (kg)	۹۵.۳	۹۳.۷
وزن عضله (kg)	۲۷.۸	۲۸.۵
درصد چربی (%)	۴۲.۸	۴۱.۶



anea3d.com



021 6738 6666



@anea3D